



IMPLANTACIÓN DE MICROCHIP

LISTA DE VERIFICACIÓN



PASO 1: Verifique si hay microchip preexistente



PASO 2: Limpie el área con una solución de clorhexidina o betadine seguido de un poco de alcohol.



PASO 3: Escanee el microchip antes de la implantación para verificar que el número de identificación coincide con el de la etiqueta.



PASO 4: Implante el microchip entre la cruz y la nuca en el ligamento nucal del lado izquierdo del cuello, aproximadamente 1,5- 2 pulgadas por debajo de la línea de la melena



PASO 5: Escanee nuevamente el caballo para verificar que el microchip se haya implantado correctamente y que el número de identificación correcto se muestre en el lector.

